




ZOLL AED 3 TRAINER

PRESENTATION GENERALE




ZOLL AED 3 Trainer

Le concept de l'AED 3 est conçu pour reproduire le fonctionnement du ZOLL AED3 et permettre une expérience proche d'un cas concret.




ZOLL AED 3 Trainer: Real CPR Help

La fonction Real CPR Help de l'AED 3 Trainer offre à la personne formée une retour sur information en temps réel pendant la formation.




Affichage LCD Actif : les images couleurs reprennent les images du ZOLL AED 3.

ZOLL AED 3 Trainer: Real CPR Help




ZOLL AED 3 Trainer: Real CPR Help



ZOLL AED 3 Trainer: Electrodes

- Détection Pads sur mannequin
 - Une fois que la personne formée place les électrodes sur le mannequin, le ZOLL AED 3 Trainer les détecte et bascule en mode “analyse”.
- Longue durée :
 - Le gel des électrodes est conçu pour 50 utilisations, le senseur de compressions pour plus de 100 utilisations.



ZOLL AED 3 Trainer: Détection électrodes sur mannequin.



ZOLL AED 3 Trainer: Autres Caractéristiques

- Multi langue : possibilité de 3 langues
- Mode adulte pédiatrique
- Semi/Entièrement automatique : un dispositif pour les deux types d'appareil.



ZOLL AED 3 Trainer: Séquence Adulte



ZOLL AED 3 Trainer : Séquence Pédiatrique



ZOLL AED 3 Trainer: Configuration sur dispositif

- Toutes les configurations et paramétrages de scenarios sont faites sur le dispositif lui-même
 - Scénario de formation
 - Mode Opérateur (Semi-automatique ou Entièrement Automatique)
 - Messages secouriste néofite
 - Message vérifier respirations
 - Volume
 - Language




ZOLL AED 3 Trainer: Configuration sur dispositif



ZOLL AED 3 Trainer: MAJ Logicielles USB

- Si les recommandations changent, la mise à jour logicielle se relie par clefs USB
- Modification du "PN" par mise à jour logicielle :
 - Changement Pack Language



ZOLL AED 3 Trainer: Contenu Pack et Accessoires

- ZOLL AED 3 Trainer Pack – Part number - 8028-000001-XX
 - ZOLL AED 3 Trainer
 - Guide opérateur
 - Electrodes de formation ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz Harness
 - Gel pour Electrode Trainer Uni Padz pour ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz
 - Trainer Electrode Liner for ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz
 - Batteries (4 D-Cell)
- Accessoires disponibles :
 - Structure de remplacement ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz Electrode (Harnais)– Part number - 8028-000010
 - Gel de remplacement ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz Electrode Gels, Qté 5 – Part number - 8028-000012
 - Liner de remplacement ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz Electrode Gels Part number - 8028-000013
 - Kit MAJ logicielle Clef USB ZOLL AED 3 Trainer - 8028-000011-XX