


CPR Uni-padz®

Artikelnummer (Packung): 8900-000280

Anzahl pro Packung: 1



ZOLL®

Die gezeigten Bilder sind nur zur Veranschaulichung gedacht und stellen möglicherweise keine genaue Darstellung der Verpackung und der Elektrode dar.

Technische Daten

Zweckbestimmung

Übertragung von Energie zur Defibrillationstherapie an das Herz und Bereitstellung von CPR-Unterstützung/Feedback und EKG-Überwachung

ALLGEMEIN

Geltyp: Fest

Steril: Nein

Latexfrei: Ja

Wiederverwendbar: Nein

CE-zertifiziert: Ja

Schrittmacherzeit: k. A.

Leitertyp: Zinn

Vorkonnetzierbarkeit: Ja

Haltbarkeit (Monate): 60

Spezifische Lagerungsanforderungen: Die Packung nicht falten

Länge des Anschlusskabels (Gesamtlänge/

Abdichtung bis zum Stecker): 138/46 cm

Verbindungstyp: Grüner AED-Stecker

Patiententyp: Erwachsene/Kinder

Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C

Kurzzeit-Lagerungstemperatur: -30 °C bis 65 °C

Langzeit-Lagerungstemperatur: 0 °C bis 35 °C

KOMPATIBLE DEFIBRILLATOREN

ZOLL AED 3®; ZOLL AED 3® BLS; X Series®, X Series Advanced; Propaq® MD; ZOLL M2®* mit Multifunktions-Therapiekabel 8000-000864 oder Multifunktions-Therapiekabel 8000-000664 mit Adapter 8000-0370

*Nur in ausgewählten Ländern verfügbar

ELEKTRODENSPEZIFIKATIONEN

(Siehe Gebrauchsanweisung für die Elektrodenplatzierung)



Form: Rechteckig

Länge: 16 cm

Breite: 10 cm

Fläche (Quadratzentimeter): 161

Elektrodenform: Rechteckig

Elektrodenlänge: 13 cm

Elektrodenbreite: 9 cm

Elektrodenbereich (Quadratzentimeter): 116



Form: Rechteckig

Länge: 20 cm (beinhaltet CPR-Sensor)

Breite: 16 cm (beinhaltet CPR-Sensor)

Fläche (Quadratzentimeter): 322

Elektrodenform: Rechteckig

Elektrodenlänge: 12 cm

Elektrodenbreite: 9 cm

Elektrodenbereich (Quadratzentimeter): 105

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Uni-padz, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 und ZOLL M2 sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. MCN IP 2404 0863-08

ZOLL®