



# Technische Daten

## Zweckbestimmung

Übertragung von Energie zur Defibrillationstherapie an das Herz und Bereitstellung von CPR-Unterstützung/Feedback und EKG-Überwachung

### ALLGEMEIN

**Geltyp:** Fest

**Steril:** Nein

**Latexfrei:** Ja

**Wiederverwendbar:** Nein

**CE-zertifiziert:** Ja

**Schrittmacherzeit:** k. A.

**Leitertyp:** Zinn

**Vorkonnectierbarkeit:** Ja

**Haltbarkeit (Monate):** 60

**Spezifische Lagerungsanforderungen:** Die Packung nicht falten

**Länge des Anschlusskabels (Gesamtlänge/**

**Abdichtung bis zum Stecker):** 102/41 cm

**Verbindungstyp:** Grüner AED-Stecker

**Patiententyp:** Erwachsene

**Betriebstemperatur:** 0 °C bis 50 °C

**Kurzzeit-Lagerungstemperatur:** -30 °C bis 65 °C

**Langzeit-Lagerungstemperatur:** 0 °C bis 35 °C

### KOMPATIBLE DEFIBRILLATOREN

ZOLL® AED Pro®; AED Plus®; ZOLL AED 3®;

ZOLL AED 3® BLS; R Series®; X Series®;

Propaq® MD; ZOLL M2®\* mit Multifunktions-Therapiekabel 8000-000864 oder

Multifunktions-Therapiekabel 8000-000664 mit Adapter 8000-0370

\*Nur in ausgewählten Ländern verfügbar

### ELEKTRODENSPEZIFIKATIONEN

(Siehe Gebrauchsanweisung für die Elektrodenplatzierung)



**Form:** Rechteckig

**Länge:** 16 cm

**Breite:** 13 cm

**Fläche (Quadratzentimeter):** 208

**Elektrodenform:** Rechteckig

**Elektrodenlänge:** 11 cm

**Elektrodenbreite:** 11 cm

**Elektrodenbereich (Quadratzentimeter):** 125



**Form:** Rechteckig

**Länge:** 15 cm

**Breite:** 13 cm

**Fläche (Quadratzentimeter):** 195

**Elektrodenform:** Rechteckig

**Elektrodenlänge:** 11 cm

**Elektrodenbreite:** 11 cm

**Elektrodenbereich (Quadratzentimeter):** 125

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, R Series, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 und ZOLL M2 sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Propaq ist eine eingetragene Marke von Welch Allyn. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. MCN IP 2404 0871-08

# ZOLL®