


# CPR Stat-padz®

Artikelnummer (Packung): 8900-0400

Anzahl pro Packung: 8



# ZOLL®

Die gezeigten Bilder sind nur zur Veranschaulichung gedacht und stellen möglicherweise keine genaue Darstellung der Verpackung und der Elektrode dar.

# Technische Daten

## Zweckbestimmung

Übertragung von Energie zur Defibrillation, Kardioversion und nichtinvasiven Stimulation an das Herz und Bereitstellung von CPR-Unterstützung/Feedback und EKG-Überwachung

### ALLGEMEIN

- Geltyp:** Fest
- Steril:** Nein
- Latexfrei:** Ja
- Wiederverwendbar:** Nein
- CE-zertifiziert:** Ja
- Schrittmacherzeit:** Siehe Gebrauchsanleitung
- Leitertyp:** Zinn
- Vorkonnetrierbarkeit:** Ja
- Haltbarkeit (Monate):** 24
- Spezifische Lagerungsanforderungen:** Die Packung nicht falten
- Länge des Anschlusskabels (Gesamtlänge/ Abdichtung bis zum Stecker):** 120/41 cm
- Verbindungstyp:** Grüner AED-Stecker
- Patiententyp:** Erwachsene
- Betriebstemperatur:** 0 °C bis 50 °C
- Kurzzeit-Lagerungstemperatur:** -30 °C bis 65 °C
- Langzeit-Lagerungstemperatur:** 0 °C bis 35 °C

### KOMPATIBLE DEFIBRILLATOREN

- ZOLL® AED Plus®; AED Pro®; ZOLL AED 3®;
- ZOLL AED 3® BLS; R Series®; X Series®; X Series Advanced; Propaq® MD; ZOLL M2®\* mit Multifunktions-Therapiekabel 8000-000864 oder Multifunktions-Therapiekabel 8000-000664 mit Adapter 8000-0370
- \*Nur in ausgewählten Ländern verfügbar

### ELEKTRODENSPEZIFIKATIONEN

(Siehe Gebrauchsanweisung für die Elektrodenplatzierung)



- Form:** Rechteckig
- Länge:** 18 cm
- Breite:** 13 cm
- Fläche (Quadratzenimeter):** 226
- Elektrodenform:** Rechteckig
- Elektrodenlänge:** Durchmesser: 14 cm
- Elektrodenbreite:** 10 cm
- Elektrodenbereich (Quadratzenimeter):** 133



- Form:** Rechteckig
- Länge:** 18 cm
- Breite:** 13 cm
- Fläche (Quadratzenimeter):** 230
- Elektrodenform:** Rechteckig
- Elektrodenlänge:** 14 cm
- Elektrodenbreite:** 10 cm
- Elektrodenbereich (Quadratzenimeter):** 133

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AED Plus, AED Pro, R Series, Stat-padz, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 und ZOLL M2 sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Propaq ist eine eingetragene Marke von Welch Allyn. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. MCN IP 2404 0859-02

# ZOLL®