

SMARTCASE

AED Wandschrank für die Aussenmontage



EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN



Der SmartCase ist die optimale Lösung für die Aufbewahrung eines AEDs im Aussenbereich. Er besticht durch sein einzigartiges und robustes Design und ist dank seines auffälligen ILCOR-grün leicht ersichtlich. Eine Heizung sowie Lüftung zur Kühlung sorgen für ideale Temperaturbedingungen, so dass der AED stets einsatzbereit ist.



Kombinierbar
mit allen
**Procamed
AEDs**

Technische Angaben

Gewicht	11 kg
Stabilität	Stoss- und wasserfest
Kühlung	Aktiviert bei Schranktemp. > 35 °C Deaktiviert bei Schranktemp. < 25 °C
Heizung	Aktiviert bei Schranktemp. < 5 °C Deaktiviert bei Schranktemp. > 15 °C
Gehäuse	Pulverbeschichteter Stahl
Sichtfenster	Polycarbonat mit UV-Schutz
Farbe	ILCOR-grün
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten für Holz, Stein und Beton)

Stromversorgung

Input	AC 100-240V – 2.0 A, 50/60Hz
Output	VC 24V – 3A
Installation	Im Kasten
Netzteil	ca. 12.5 × 5.5 × 3.1cm
Leistung max.	70W
Hinweis	Für den Anschluss wird ein separates Stromkabel benötigt

Funktionen

Öffnung	Leicht zu öffnender Handgriff
Beleuchtung	LED rot (optischer Alarm) und LED blau (Nachtbeleuchtung)
Alarmsignal	Akustischer Alarm mit 95 dB (intermittierend)
Kompatibilität	Procamed AEDs, AED-Taschen sowie AED 3 mit AEDtrax und trax Halterung



Procamed AG
Schulstrasse 5
CH-8355 Aadorf
www.aed.ch

info@aed.ch
Gerne beantworten
wir Ihre Fragen und
Anliegen.

+41 52 368 60 00
Unsere Fach-
experten helfen
Ihnen weiter.