


# CPR Uni-padz®

Numéro de référence (étui) : 8900-000280

Nombre par étui : 1



**ZOLL**®

Les images présentées sont des illustrations qui peuvent ne pas être une représentation exacte de l'emballage et de l'électrode.

## Caractéristiques techniques

### Utilisation prévue

Transférer l'énergie pour la thérapie de défibrillation au cœur, et offrir une assistance et une évaluation de la RCP et un monitoring ECG

### GÉNÉRALITÉS

Type de gel : solide

Stérile : non

Sans latex : oui

Réutilisable : non

Certifié CE : oui

Durée de stimulation : s.o

Type de conducteur : étain

Préconnexion : oui

Durée de conservation (mois) : 60

Exigences spécifiques de stockage : ne pas plier l'emballage

Longueur du fil de dérivation (longueur totale/du scellement au connecteur) : 138/46 cm

Type de connexion : connecteur DAE vert

Type de patient : adulte/enfant

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage à court terme : -30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)

Température de stockage à long terme : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

### DÉFIBRILLATEURS COMPATIBLES

ZOLL AED 3®, ZOLL AED 3® BLS, X Series®, X Series Advanced, Propaq® MD, ZOLL M2®\* avec le câble de traitement multifonction 8000-000864 ou le câble de traitement multifonction 8000-000664 avec adaptateur 8000-0370

\*Uniquement disponible dans certains pays

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLECTRODE

(Consulter le mode d'emploi pour le placement des électrodes)



Forme : rectangle

Longueur : 16 cm

Largeur : 10 cm

Surface (cm<sup>2</sup>) : 161

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : 13 cm

Largeur du gel conducteur : 9 cm

Surface du gel conducteur (cm<sup>2</sup>) : 116



Forme : rectangle

Longueur : 20 cm (capteur de RCP inclus)

Largeur : 16 cm (capteur de RCP inclus)

Surface (cm<sup>2</sup>) : 322

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : 12 cm

Largeur du gel conducteur : 9 cm

Surface du gel conducteur (cm<sup>2</sup>) : 105

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Uni-padz, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 et ZOLL M2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MCN IP 2404 0863-02

# ZOLL®