

# CPR Stat-padz®

Numéro de référence (étui) : 8900-0400

Nombre par étui : 8



**ZOLL**®

Les images présentées sont des illustrations qui peuvent ne pas être une représentation exacte de l'emballage et de l'électrode.

## Caractéristiques techniques

### Utilisation prévue

Transférer l'énergie pour la défibrillation, la cardioversion, la thérapie de stimulation non invasive au cœur, et offrir une assistance et une évaluation de la RCP et un monitoring ECG

### GÉNÉRALITÉS

Type de gel : solide

Stérile : non

Sans latex : oui

Réutilisable : non

Certifié CE : oui

Durée de stimulation : se reporter aux instructions d'utilisation

Type de conducteur : étain

Préconnexion : oui

Durée de conservation (mois) : 24

Exigences spécifiques de stockage : ne pas plier l'emballage

Longueur du fil de dérivation (longueur totale/du scellement au connecteur) : 120/41 cm

Type de connexion : connecteur DAE vert

Type de patient : adulte

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage à court terme : -30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)

Température de stockage à long terme : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

### DÉFIBRILLATEURS COMPATIBLES

ZOLL® AED Plus®, AED Pro®, ZOLL AED 3®, ZOLL AED 3® BLS, R Series®, X Series®, X Series Advanced, Propaq® MD, ZOLL M2®\* avec le câble de traitement multifonction 8000-000864 ou le câble de traitement multifonction 8000-000664 avec adaptateur 8000-0370

\*Uniquement disponible dans certains pays

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLECTRODE

(Consulter le mode d'emploi pour le placement des électrodes)



Forme : rectangle

Longueur : 18 cm

Largeur : 13 cm

Surface (cm<sup>2</sup>) : 226

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : diamètre : 14 cm

Largeur du gel conducteur : 10 cm

Surface du gel conducteur (cm<sup>2</sup>) : 133



Forme : rectangle

Longueur : 18 cm

Largeur : 13 cm

Surface (cm<sup>2</sup>) : 230

Forme du gel conducteur : rectangle

Longueur du gel conducteur : 14 cm

Largeur du gel conducteur : 10 cm

Surface du gel conducteur (cm<sup>2</sup>) : 133

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. AED Plus, AED Pro, R Series, Stat-padz, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 et ZOLL M2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Propaq est une marque déposée de Welch Allyn. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MCN IP 2404 0859-02

# ZOLL®