

CPR Uni-padz®

Codice (confezione): 8900 - 000280

Numero per confezione: 1



ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

Specifiche tecniche

Scopo previsto

Trasferire l'energia per la terapia di defibrillazione al cuore e fornire assistenza/feedback per la RCP e il monitoraggio ECG

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di gel: solido

Sterile: no

Privo di lattice: sì

Riutilizzabile: no

Certificato CE: sì

Durata della stimolazione: N/D

Tipo di conduttore: stagno

Precollegamento: sì

Vita di magazzino (mesi): 60

Requisiti specifici di conservazione: non piegare la confezione

Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore): 138/46 cm

Tipo di collegamento: connettore per DAE verde

Tipo di paziente: adulto/pediatrico

Temperatura d'esercizio: da 0°C a 50°C
(da 32°F a 122°F)

Temperatura di conservazione a breve termine:
da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

Temperatura di conservazione a lungo termine:
da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL AED 3®; ZOLL AED 3® BLS; X Series®, X Series Advanced; Propaq® MD; ZOLL M2®* con cavo per terapia multifunzione 8000-000864 o cavo per terapia multifunzione 8000-000664 con adattatore 8000-0370

*Disponibile solo in determinati Paesi

SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)



Forma: rettangolo

Lunghezza: 16 cm

Larghezza: 10 cm

Area (cm quadrati): 161

Forma del gel conduttivo: rettangolo

Lunghezza del gel conduttivo: 13 cm

Larghezza del gel conduttivo: 9 cm

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 116



Forma: rettangolo

Lunghezza: 20 cm (sensore per RCP incluso)

Larghezza: 16 cm (sensore per RCP incluso)

Area (cm quadrati): 322

Forma del gel conduttivo: rettangolo

Lunghezza del gel conduttivo: 12 cm

Larghezza del gel conduttivo: 9 cm

Area del gel conduttivo (cm quadrati): 105

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Uni-padz, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0863-11

ZOLL®