

# CPR-D-padz®

Codice: 8900-0800-01

Codice (confezione): N/D

Numero per confezione: N/D



# ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

## Specifiche tecniche

### Scopo previsto

Trasferire l'energia per la terapia di defibrillazione al cuore e fornire assistenza/feedback per la RCP e il monitoraggio ECG

#### INFORMAZIONI GENERALI

**Tipo di gel:** solido

**Sterile:** no

**Privo di lattice:** sì

**Riutilizzabile:** no

**Certificato CE:** sì

**Durata della stimolazione:** N/D

**Tipo di conduttore:** stagno

**Precollegamento:** sì

**Vita di magazzino (mesi):** 60

**Requisiti specifici di conservazione:** non piegare la confezione

**Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore):** 102/41 cm

**Tipo di collegamento:** connettore per DAE verde

**Tipo di paziente:** adulto

**Temperatura d'esercizio:** da 0°C a 50°C  
(da 32°F a 122°F)

**Temperatura di conservazione a breve termine:**  
da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

**Temperatura di conservazione a lungo termine:**  
da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

#### DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® AED Pro®; AED Plus®; ZOLL AED 3®; ZOLL AED 3® BLS; R Series®; X Series®; Propaq® MD; ZOLL M2®\* con cavo per terapia multifunzione 8000-000864 o cavo per terapia multifunzione 8000-000664 con adattatore 8000-0370

\*Disponibile solo in determinati Paesi

#### SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

*(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)*



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 16 cm

**Larghezza:** 13 cm

**Area (cm quadrati):** 208

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** 11 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 11 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 125



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 15 cm

**Larghezza:** 13 cm

**Area (cm quadrati):** 195

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** 11 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 11 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 125

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, R Series, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0871-11

# ZOLL®