

# CPR Stat-padz®

Codice (confezione): 8900 - 0400

Numero per confezione: 8



# ZOLL®

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente la confezione e gli elettrodi.

## Specifiche tecniche

### Scopo previsto

Trasferire l'energia per la defibrillazione, la cardioversione, la terapia di stimolazione non invasiva al cuore e fornire assistenza/feedback per la RCP e il monitoraggio ECG

### INFORMAZIONI GENERALI

**Tipo di gel:** solido

**Sterile:** no

**Privo di lattice:** sì

**Riutilizzabile:** no

**Certificato CE:** sì

**Durata della stimolazione:** consultare le istruzioni per l'uso

**Tipo di conduttore:** stagno

**Precollegamento:** sì

**Vita di magazzino (mesi):** 24

**Requisiti specifici di conservazione:** non piegare la confezione

**Lunghezza del cavo (lunghezza totale/dal sigillo al connettore):** 120/41 cm

**Tipo di collegamento:** connettore per DAE verde

**Tipo di paziente:** adulto

**Temperatura d'esercizio:** da 0°C a 50°C  
(da 32°F a 122°F)

**Temperatura di conservazione a breve termine:**  
da -30°C a 65°C (da -22°F a 149°F)

**Temperatura di conservazione a lungo termine:**  
da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)

### DEFIBRILLATORI COMPATIBILI

ZOLL® AED Plus®; AED Pro®; ZOLL AED 3®;

ZOLL AED 3® BLS; R Series®; X Series®;

X Series Advanced; Propaq® MD;

ZOLL M2®\* cavo per terapia multifunzione

8000-000864 o cavo per terapia multifunzione

8000-000664 con adattatore 8000-0370

\*Disponibile solo in determinati Paesi

### SPECIFICHE DEGLI ELETTRODI

*(Per il posizionamento degli elettrodi, consultare le istruzioni per l'uso)*



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 18 cm

**Larghezza:** 13 cm

**Area (cm quadrati):** 226

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** diametro: 14 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 10 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 133



**Forma:** rettangolo

**Lunghezza:** 18 cm

**Larghezza:** 13 cm

**Area (cm quadrati):** 230

**Forma del gel conduttivo:** rettangolo

**Lunghezza del gel conduttivo:** 14 cm

**Larghezza del gel conduttivo:** 10 cm

**Area del gel conduttivo (cm quadrati):** 133

## ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2025 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. AED Plus, AED Pro, R Series, Stat-padz, X Series, ZOLL, ZOLL AED 3 e ZOLL M2 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Propaq è un marchio commerciale registrato di Welch Allyn. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. MCN IP 2404 0859-11

# ZOLL®